

***New Release***

**ULVAC**

2011年11月1日

**ポータブルアスピレーター「MDA-006」を販売開始**

**アルバック機工株式会社**

アルバック機工株式会社は、コンパクトで軽量なポータブルアスピレーター「MDA-006」を2011年11月より販売いたします。

理化学実験用／分析機器用／エバポレーターなど減圧が必要なシーンに合わせて、持ち運びが容易で圧力調整が可能な真空ポンプ搭載のアスピレーターです。水を使用しないため、常に安定した吸引力が得られます。

**【基本性能】**

型 式	MDA-006
到達圧力	6.6 kPa
排気速度	6 L/min (50Hz)
吸気口	O.D. $\phi$ 9 mm
捕集ビン	450 cc
圧力調整	ニードルバルブ
真空計	ブルドン管真空計
所要電力	単相 100V 0.05kVA
質 量	4.0 kg
最大寸法	137.5(W) × 313(D) × 241(H) mm



今後とも倍旧のご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

**【製品に関するお問合せ先】**

アルバック機工株式会社 東日本営業部 TEL : 045-533-0205

西日本営業部 TEL : 06-6350-2166

アルバック機工株式会社 ホームページ <http://www.ulvac-kiko.com>

以上