

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

高真空ケミカルタイプ DTU-20

高真空タイプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求した高真空タイプ。一般のダイアフラム型の真空ポンプでは得られない真空領域を実現。

高真空ケミカルタイプ

高真空タイプをベースに接ガス部にPTFEを採用。耐蝕性に優れ、有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に対応。

特長

ターボ分子ポンプ用補助ポンプ

広域ターボ分子ポンプの補助ポンプとして使用可能。真空濃縮、真空ろ過等、分析機器、理化学機器用真空源として利用できます。

主な用途

- エバポレーター
- 真空濃縮・真空ろ過・遠心分離
- 真空乾燥
- 医療機器・製薬用機器
- 特殊ガス充填
- 分析機器・理化学機器
- 広域ターボ分子ポンプのバックポンプ



型 式	DTU-20
排気速度 (L/min)	20/23 (50/60Hz)
到達圧力 (Pa)	200
使用電動機	1φ, 100V, 80W, 4P, コンデンサラン
定格電流値 (A)	1.46

型 式	DTU-20
質 量 (kg)	7.5
吸排気管径 (mm)	O.D. φ10 × I.D. φ6 (RC1/8)
使用雰囲気気温度 (°C)	5~40
最大寸法 (mm)	161(W) × 327(L) × 217(H)

Creating Small Vacuum Pumps

ULVAC KIKO, Inc.

www.ulvac-kiko.com

本社・営業部 〒222-8522 横浜市港北区新横浜2-7-19 (天幸ビル50) tel.045-474-2011 fax.045-474-2010

仙台支店 ☎ 022-358-7522
名古屋支店 ☎ 0586-73-6991
技術開発センター ☎ 045-474-2125

埼玉支店 ☎ 048-467-9971
京都支店 ☎ 075-257-4751
CSセンター ☎ 045-474-3063

西東京支店 ☎ 042-549-7651
大阪支店 ☎ 06-6453-2621
鹿児島工場 ☎ 0995-72-1122

東京事務所 ☎ 03-3517-6834
福岡支店 ☎ 092-473-9541
宮崎工場 ☎ 0983-42-1411